



LAPAROSCOPIC  
SURGERY

## AESCULAP® AdTec® single use

Combination of sterile single use shafts and reusable monopolar handles

# AESCULAP® AdTec® single use



## MONOPOLAR SINGLE USE SHAFTS

- Combination of sterile single use shafts and reusable monopolar handles
- „One-Click“ design: assembly and disassembly in one step only
- Insulated up to the jaws (double action jaws)
- Easier force adjustment through mechanical force transmission from the jaw part to the handle
- Shaft 360° rotatable
- Economic price performance ratio
- Pack containing 10 pieces (single packed)

## MONOPOLARE EINMALSCHÄFTE

- Kombination von sterilen Einmalschäften mit wieder verwendbaren monopolaren Griffen
- „One-Click“ Prinzip: Montage und Demontage mit einem Handgriff
- Isolation bis an die Maulteile (doppeltbewegliche Maulteile)
- erleichterte Kraftdosierung durch mechanische Kraftübertragung vom Maulteil in den Handgriff
- Schaft 360° drehbar
- Ökonomisches Preis-Leistungsverhältnis
- Packung à 10 Stück (einzeln verpackt)





## SCISSORS

Reliability: good cutting properties

## SCHEREN

Zuverlässigkeit: gute Schneideigenschaften



	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	Art. No. Art. Nr.	Length Länge	Diameter Durchmesser	Pcs. per pack Stck. pro Pack
 1:1	Scissors, tips slight curved with fine tip Schere, Blätter leicht gebogen mit feiner Spitze	PO885SU	310 mm	5 mm	10
 1:1	Hook scissors Hakenschere	PO886	310 mm	5 mm	10
 1:1	Mini-METZENBAUM scissors, tips curved to the left Mini-METZENBAUM Schere, Blätter nach links gebogen	PO887	310 mm	5 mm	10
 1:1	METZENBAUM scissors, tips curved to the left METZENBAUM Schere, Blätter nach links gebogen	PO888	310 mm	5 mm	10
 1:1	METZENBAUM scissors, tips curved to the left METZENBAUM Schere, Blätter nach links gebogen	PO889	420 mm	5 mm	10

## FORCEPS

Reliability: precise grasping and dissection of tissue

## FASSZANGEN

Zuverlässigkeit: präzises fassen und präparieren des Gewebes



	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	Art. No. Art. Nr.	Length Länge	Diameter Durchmesser	Pcs. per pack Stck. pro Pack
 1:1	MARYLAND fixation and dissecting forceps, curved MARYLAND Fass- und Präparierzange, aufgebogen	P0891U	310 mm	5 mm	10
 1:1	Pike-mouth forceps Hechtmaulzange	P0892SU	310 mm	5 mm	10
 1:1	Atraumatic universal grasping forceps, fenestrated Atraumatische Universalfasszange, gefenestert	P0893SU	310 mm	5 mm	10
 1:1	BABCOCK tissue – grasping forceps BABCOCK Organfasszange	P0894SU	310 mm	5 mm	10

# AESCULAP® AdTec® single use



## REUSABLE HANDLE

for use with monopolar single use shafts

## HANDGRIFF WIEDERVERWENDBAR

zu verwenden mit monopolaren Einmalschäften



	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	Art. No. Art. Nr.	Pcs. per pack Stck. pro Pack
 <p data-bbox="651 1496 679 1518">1:1</p>	<p data-bbox="730 981 944 1043">Non-ratched handle Griff ohne Sperre</p>	<p data-bbox="1232 981 1315 1003">P0958R</p>	<p data-bbox="1423 981 1436 1003">1</p>
 <p data-bbox="651 2072 679 2094">1:1</p>	<p data-bbox="730 1556 896 1619">Ratched handle Griff mit Sperre</p>	<p data-bbox="1232 1556 1315 1579">P0959R</p>	<p data-bbox="1423 1556 1436 1579">1</p>

# AESCULAP<sup>®</sup> – a B. Braun brand

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Germany  
Phone +49 7461 95-0 | Fax +49 7461 95-2600 | [www.aesculap.com](http://www.aesculap.com)

The main product trademark "Aesculap" and the product trademark "AdTec" are registered trademarks of Aesculap AG.

Subject to technical changes. All rights reserved. This brochure may only be used for the exclusive purpose of obtaining information about our products. Reproduction in any form partial or otherwise is not permitted.